

Le Système L.I.F.E.

Le Système **L.I.F.E.** offre un panel de programmes permettant d'explorer l'être humain au niveau physique, énergétique et psycho-émotionnel. Il est un outil précieux pour le praticien désireux de découvrir l'origine d'un trouble et une aide essentielle pour l'accompagner dans la mise en place de son protocole thérapeutique.

Qu'est-ce que le L.I.F.E. ?

Le Système **L.I.F.E.** est une **Technologie Quantique de Bio-résonance** utilisée par les professionnels de la santé et de la relation d'aide pour la gestion du stress, la prévention et l'équilibrage énergétique.



C'est un Système de **Biofeedback/Bio-résonance** qui émet et reçoit des signaux en communiquant avec les cellules du patient à travers toute la matrice vivante.

Homologué CE 2A comme Appareil Médical de Biofeedback par l'organisme allemand TÜV SÜD, ISO-13485-2003, le Système **L.I.F.E.** est aujourd'hui le seul système de ce type à avoir obtenu une telle certification !



Comment fonctionne-t-il ?

A l'aide de harnais, branchés aux poignets, aux chevilles et autour de la tête, le **L.I.F.E.** mesure la **Réactivité** d'une personne à un grand nombre d'éléments : anatomiques et physiologiques, énergétiques et psycho-émotionnels.

Il permet ainsi d'**Investiguer** puis de **Rééquilibrer** l'organisme dans sa globalité.

Le processus

Le Système **L.I.F.E.** :

1. **Envoie** des fréquences afin d'établir un check-up
2. **Mesure** la réactivité du patient aux éléments testés
3. **Compare** les résultats entre eux et,
4. **Détecte** et quantifie les décalages/déphasages.

Après interprétation des résultats par le praticien, celui-ci :

5. **Renvoie** les fréquences correctrices et rééquilibrantes
6. **Contrôle** que le rééquilibrage a bien été effectué.

Quels types de rééquilibrage ?

Physique

- Musculaire
- Osseux
- Nerveux
- Lymphatique
- Sport/blessures

- Vitamines/minéraux
- Cosmétique
- Elimination des toxines
- Allergie
- ...

Energétique

- Acupuncture
- Homéopathie
- Cristaux
- Gestion du stress
- Chakras

Psycho-Emotionnel

- Stress Émotionnels
- Nature des Conflits
- Age des Traumas
- Libération des Mémoires cellulaires



Le Système **L.I.F.E.** est efficace à la fois pour la **détection des causes profondes** et **l'amélioration de l'état physique** d'une personne.

Il peut aider l'organisme pour la désensibilisation allergique, la gestion de douleur chronique, les troubles du sommeil, la fatigue chronique, les blessures aiguës, les troubles émotionnels... ainsi que des centaines d'autres troubles et déséquilibres.

Qui peut utiliser cet appareil ?

Les thérapeutes et praticiens de santé : médecins, naturopathes, homéopathes, kinésithérapeutes, ostéopathes, étioopathes, acupuncteurs, kinésologues, chiropracteurs, dentistes, bio-énergéticiens...

Quels sont les avantages du Système L.I.F.E. ?

- **Fonctionnel, visuel, très convivial**
- **Rapide** à l'apprentissage et à l'utilisation
- **Système Complet** :
 - ✓ Analyse la réactivité de près de 7000 éléments en 6 minutes !
 - ✓ 34 programmes d'utilisation
 - ✓ Multiples options d'évaluation
 - ✓ Un millier de choix de feedback
- **Système Global** :
 - ✓ Physique
 - ✓ Energétique
 - ✓ Psycho-émotionnel
- **Rééquilibrage personnalisé**
- **Système en Français**
- **Nouveau ! Maintenant chromothérapie et audio-thérapie !**
- **+ 1 ordinateur portable Dell OFFERT !**

Et la disponibilité d'une équipe qualifiée de formateurs et d'experts en technologies de Biofeedback depuis près de 10 ans !

[Visitez notre site](#)

Contactez-nous pour une démo sur place ou à distance sur votre ordinateur :
xede-paris@orange.fr 09 70 40 72 21 ou c.lapostat@wanadoo.fr 04 93 65 55 00

En savoir plus... sur le Système L.I.F.E.



A l'origine du Système L.I.F.E.

Le concepteur du système L.I.F.E., Chris KESER, est homéopathe et a une trentaine d'années d'expérience de l'homéopathie. Il a travaillé pendant de nombreuses années avec le système QXCI, qui est à la base du SCIO, et a développé la distribution de ce système aux Etats-Unis ainsi qu'en Afrique du Sud.

Avec son expérience du QXCI, il a voulu créer son propre système, bien sûr encore meilleur.

Il a alors développé une toute nouvelle technologie, créé une base de données complètement nouvelle, acheté des droits pour des programmes et en a créé plusieurs lui-même.

Son objectif était de faire un **système complet, facile à utiliser, rapide à maîtriser**, avec des fréquences et signaux spécifiques, et fonctionnant de façon très efficace.

La construction et la structure du programme du L.I.F.E. sont totalement différentes des autres systèmes, et **le Système L.I.F.E. comprend de nombreux nouveaux programmes.**

Le Système L.I.F.E. est certifié CE 2A en tant qu'instrument médical, par l'organisme TÜV en Allemagne qui est l'un des organismes de contrôle les plus rigoureux dans le monde.

L'homologation prend en compte le boîtier et tous les composants, les harnais et le logiciel, ainsi que la formation à l'utilisateur. Une garantie qualité. Une étude clinique en double aveugle approuvée a été faite sur le fonctionnement et les résultats du Test de Réactivité, et prouve que le système fonctionne comme il est dit. Le L.I.F.E. est le seul système de sa catégorie à avoir obtenu une telle homologation.

Le logiciel du L.I.F.E. a une structure et un design très logiques et intelligents, et qui rend très facile l'apprentissage et l'utilisation du système.

La base de donnée du L.I.F.E. se base sur les références dans les différents domaines abordés. Le fonctionnement du logiciel est très stable, il n'y a pas de bugs. Le L.I.F.E. fonctionne aussi bien avec Windows XP que Windows Vista.

Le programme est disponible en Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, et de nouvelles traductions sont sur le point d'être proposées.

Spécificité du Système L.I.F.E.

Le Système L.I.F.E. est équipé de Diodes Electro-Luminescentes (DEL) sur les harnais, qui modulent le signal thérapeutique envoyé et renforce ainsi les effets thérapeutiques.

Dans le L.I.F.E., vous pouvez pré-programmer vos propres séries de fréquences (en Hz) et définir une progression dans le temps. Vous pouvez ainsi intégrer des fréquences issues de recherches cliniques comme celles de Rife, Hulda Clark, etc.

Vous pouvez même créer votre propre matrice de test ! Vous constituez votre base de données en important les signaux de remèdes, plantes ou toutes autres substances. Puis vous pouvez ainsi évaluer et comparer les réactions de vos propres produits sur la personne testée. Et vous pourrez également exporter ces signaux dans de l'eau ou tout autre support. Pendant le « Test de Réactivité », on présente au patient environ 7.000 échantillons de fréquences (organes, parasites, remèdes, émotions...), chacun des éléments de la base de

données étant testé 1.000.000 fois ! C'est la synthèse de toutes ces mesures qui permet d'obtenir le résultat du test. Ce qui offre une fiabilité bien supérieure à celle des autres systèmes.

Lorsque l'on démarre le Système L.I.F.E., l'ordinateur fait un contrôle et vérifie la fréquence de chaque item de la base de données du Test de Réactivité afin de s'assurer que tout fonctionne parfaitement.

Chaque composant de la base de données possède sa propre signature énergétique, une fractale qui représente dans l'espace, sous forme d'une image, les propriétés vibratoires de l'élément ou de la substance en question. Il s'agit du principe de l'holographie, qui permet par exemple au client d'emporter avec lui l'empreinte énergétique d'un élément (remède ou autre) en imprimant l'image fractale choisie.

Il y a une description complète et détaillée sur chacun des items du test de Réactivité principal (maladies, remèdes, hormones, points d'acupuncture, parties anatomiques du corps,...) et sur de nombreux autres éléments présents dans les divers programmes du L.I.F.E.. Le système L.I.F.E. constitue ainsi une véritable encyclopédie !

Sur chaque panel, il y a une page d'aide qui vous donne une description du fonctionnement du programme en question.

Parmi les programmes du Système L.I.F.E., l'un d'entre eux comporte une base de données de plus de 1.200 fréquences pré-programmées correspondant à différents troubles, bactéries, virus qui ont fait l'objet de recherches approfondies (par ex. les fréquences d'Hulda Clark pour les bactéries).

Autre détail important : si les harnais ne fonctionnent pas, le système vous l'indique automatiquement. Vous pouvez également tester et vérifier le fonctionnement des harnais manuellement.

Enfin, le Système L.I.F.E. dispose d'un programme spécifique pour travailler sur les animaux.

Et bien plus encore...

Concernant XEDE International...

En l'an 2000, nous avons commencé la distribution du QXCI/SCIO en France, introduisant Bill Nelson, le concepteur, à Nice. Après notre expérience du SCIO, nous avons choisi en 2004 de travailler avec le Système L.I.F.E. et nous avons, depuis, toujours des « feed-back » d'utilisateurs satisfaits.

Pendant ces années, nous avons développé une grande expérience et une connaissance de la Médecine Quantique et de la Biophysique. Nous avons aussi développé des contacts avec des chercheurs, conférenciers, utilisateurs et distributeurs dans le monde entier pour partager des informations et nos expériences.

Nous sommes heureux de participer à cette aventure dans le monde excitant des Technologies Quantiques !

Bertil & Mimmi WEYDE
XEDE International sarl

[Visitez notre site](#)

Contactez-nous pour une démo sur place ou à distance sur votre ordinateur :

xede-paris@orange.fr – 09 70 40 72 21 ou **c.lapostat@wanadoo.fr** - 04 93 65 55 00